




Um Daten aus Omnitest Diabetes Tagebuch zu senden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

## Schritt 1


Wechseln Sie in der Omnitest Diabetes Tagebuch App in die Rubrik **DATENTRANSFER**.

Klicken Sie dann auf **CSV-Export**




## Schritt 2

Klicken Sie anschließend auf **EXPORTIEREN**. Wählen Sie in der erscheinenden Liste die App **DIABASS SecureSend** aus



## Schritt 3

Die DIABASS SecureSend App startet nun automatisch. Wählen Sie beim ersten Start **„ANDERER EMPFÄNGER“** und scannen den vom Arzt erhaltenen Barcode.






### Schritt 4

Klicken Sie auf **WEITER**.  
Es werden nun die vom Barcode gelesenen Versanddaten angezeigt. Wenn die Angaben richtig sind, klicken Sie auf **WEITER**



### Schritt 5


Hier können Sie eine (optionale) Nachricht für den Empfänger eingeben. Klicken Sie dann auf **WEITER**



### Schritt 6



Die Daten sind nun hochsicher verschlüsselt (AES-256) und die Übermittlung vorbereitet.  
Wählen Sie nun die Versandart aus und bestätigen mit **WEITER**.



**Versand über E-Mail App:**  
Es wird eine Nachricht in Ihrer Standard-Email-App erzeugt, die Nachricht muss anschließend von Ihnen noch manuell versendet werden

**Versand über Server:**  
Die verschlüsselten Daten werden an den DIABASS SecureSend-Server übermittelt und von dort per E-Mail mit neutralem Absender an den Empfänger weitergeschickt.