



**DIABASS<sup>®</sup>**

Version 6

## **Unterstützte Messgeräte/Kompatibilitätsliste**

**DIABASS**

Build:24.5.0.1











Stand:04.05.2024

## Blutzuckermessgeräte







Folgende Blutzuckermessgeräte können direkt eingelesen werden.
















Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt

### ABBOTT





	Name	Anmerkung
	FreeStyle Optium Neo	
	FreeStyle Precision Neo	
	FreeStyle Insulinx	
	FreeStyle Freedom Lite	
	FreeStyle Lite	
	FreeStyle Freedom	
	FreeStyle Papillon Mini	
	Precision Xceed	
	FreeStyle Mini	
	FreeStyle	

### ACCU-CHEK





	Name	Anmerkung
	Accu-Chek Instant S	
	Accu-Chek Instant	
	Accu-Chek Performa Connect	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt
	Accu-Chek Guide	
	Accu-Chek Aviva Insight Diabetes-Manager	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt
	Accu-Chek Aviva Connect	

	Accu-Chek Aviva (2014)	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Aviva Expert	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Mobile U1	
	Accu-Chek Aviva Combo	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Aviva Nano	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Mobile	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Voicemate	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Performa	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Compact Plus	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Aviva	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Sensor	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Go	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Active	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Compact	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Complete	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt


## AGAMATRIX

	Name	Anmerkung
	iTest	
	WaveSense Presto	
	WaveSense Jazz	
	Wellion Linus	





## AKTIVMED

	Name	Anmerkung
	Glucocheck Gold	
	Glucocheck Excellent	
	Glucocheck Comfort	
	Glucocheck Pro	


## ALPHA 1

	Name	Anmerkung
	VG-Ratio	



## APEXBIO

	Name	Anmerkung
	Glucosure Max	
	MedCore Care	
	Glucosure Voice	
	Glucosure Star	

## APONORM

	Name	Anmerkung
	Glucosure A	



## ARKRAY

	Name	Anmerkung
	Glucocard Sigma	
	Glucocard X-mini plus	





## ASCENSIA

	Name	Anmerkung
	Contour plus BLUE	
	Contour Care	
	Contour next (2019)	
	Contour (2017)	
	Contour Plus	
	Contour plus ONE	
	Contour next ONE	
	Contour next link 2.4	
	Contour next link	
	Contour next	
	Contour next usb	
	Contour XT	
	Contour usb	
	Breeze2	
	Contour2	
	DEX	






## AXAPHARM

	Name	Anmerkung
	Healthpro X1	
	Healthpro	




**B.BRAUN**

	Name	Anmerkung
	Omnitest Uno	
	Omnitest 5	
	Omnitest 3	
	Omnitest Plus	




**BAYER**








	Name	Anmerkung
	Contour Link	
	Confirm	
	Breeze	
	Contour	
	Elite XL	

**BERGERMED**



	Name	Anmerkung
	alphacheck NFC	
	alphacheck professional	
	alphacheck plus	

**BEURER**




	Name	Anmerkung
	Beurer GL49	
	Beurer GL48	
	Beurer GL 43	

	GI50 evo	
	GI50	
	Beurer GL 44	
	Beurer BGL 60	
	Beurer GL 40	
	Beurer GL 34	
	Beurer GL 32	

## BIONIME

	Name	Anmerkung
	ClickStar GM550	
	GM550	







## BIOTEST MEDICAL

	Name	Anmerkung
	Pronto	
	VG-Ratio	
	Bionano	


## CARDIMAC

	Name	Anmerkung
	Monometer Advance PLUS	
	Monometer advance	
	Monometer 2in1	
	Monometer Futura	


## DELBIO

	Name	Anmerkung
	VG-Check	
	GlucoTime	
	MIA-BZ	
	Diacheck DA01	
	Diacheck Superior	
	Diacheck Premium	



## DRAEGER MEDICAL DEVICES GMBH

	Name	Anmerkung
	SOMAbE	

## DYNACARE


	Name	Anmerkung
	Dynavaleo Liso	

## E77






	Name	Anmerkung
	Sensolite Nova Plus	
	Sensolite Nova	
	Sensocard Plus	
	Sensocard	
	Autosense	
	Autosense Voice	
	Glucotalk	









## EU MEDICAL

	Name	Anmerkung
	easypharm-GL	


## FORA

	Name	Anmerkung
	FORA Comfort Pro (DM40)	
	FORA GD40a (DM40)	
	FORA Diamond Mini (DM30)	
	FORA Diamond Voice (DM20)	
	FORA Diamond Prima (DM10)	


## HDI

	Name	Anmerkung
	TrueBalance	
	TrueRead	
	TrueTrack	
	TrueResult	
	Wellion SmartSystem 2	
	Wellion TrueTrack	






## HMM

	Name	Anmerkung
	SmartLab Sprint nG	


## HUMAN NUTRITION

	Name	Anmerkung
	DIAVUE Prudential	






## I-SENS

	Name	Anmerkung
	CareSens N NFC	
	CareSens N Eco	
	CareSens N Pop	
	CareSens N Premier	
	CareSens N	




## IMACO

	Name	Anmerkung
	Bionano	








## IMCARMED

	Name	Anmerkung
	Glucotime	
	MIA-BZ	
	Diacheck DA01	
	Diacheck Superior	
	Diacheck Premium	



## IME-DC

	Name	Anmerkung
	DEXTRA	
	iDia	
	Fidelity	









## INFOPIA

	Name	Anmerkung
	Element NEO	
	GluNEO	
	Element	
	Finetest autocoding	
	Finetest	
	Glucolab	
	EasyGluco	

## INSULET



	Name	Anmerkung
	Omnipod Dash	
	Omnipod	

## LIFESCAN



	Name	Anmerkung
	OneTouch Verio Reflect	
	OneTouch Ultra Plus Reflect	
	OneTouch Ultra Plus Flex	
	OneTouch Select Plus Flex	
	OneTouch VerioFlex	
	OneTouch SelectPlus	
	OneTouch Verio	
	OneTouch VerioIQ	

	OneTouch Select	
	OneTouch VerioPro	
	OneTouch Vita	
	OneTouch UltraEasy	
	OneTouch UltraMini	
	OneTouch Ultra2	
	OneTouch Ultra	



### LOBECK

	Name	Anmerkung
	MediSmart Sapphire	
	MediSmart Ruby	


### LOREX

	Name	Anmerkung
	TD-4235 Mini	
	TD-4116 Next	


### MEDCORE

	Name	Anmerkung
	GlucoSure Max	
	MedCore Care	
	GlucoSure Voice	
	GlucoSure Star	










## MEDIASPECTS

	Name	Anmerkung
	Sample	



## MEDTRONIC

	Name	Anmerkung
	Contour Link	


## MENARINI



	Name	Anmerkung
	Glucomen Day Meter	
	Glucomen Areo GK	
	Glucomen Areo 2K	
	Glucomen Areo	
	GlucoMen READY	
	GlucoCard G+	
	GlucoMen LX Plus	
	GlucoMen Gm	
	GlucoMen LX	

## METRADO


	Name	Anmerkung
	Gluceofine	
	GluceofinePRO	

## MSP BODMANN




	Name	Anmerkung
	GlucoSmart Salsa Connect	

	Glucosmart Salsa	
	Glucosmart Swing	



## MÉRY

	Name	Anmerkung
	MÉRY URight	



## NIPRO DIAGNOSTICS

	Name	Anmerkung
	4sure Smart	
	TRUEyou mini	
	TRUEyou	


## NOVABIO

	Name	Anmerkung
	Nova MaxLink	
	Nova MaxPlus	


## NOVADIA

	Name	Anmerkung
	Juno	
	Nero	



## OMRON

	Name	Anmerkung
	OMRON HEA221	




## OSANG

	Name	Anmerkung
	adia	





## SANOFI AVENTIS

	Name	Anmerkung
	MyStar Extra	
	BG Star	







## SD DIAGNOSTICS

	Name	Anmerkung
	GlucNavii GDH	
	GlucNavii Mentor	
	SD CodeFree	

## STADAVITA




	Name	Anmerkung
	STADA GlucoResult To Go Plus	
	STADA Gluco Care	
	STADA Glucocheck	
	STADA Gluco Result	

## TAIDOC

	Name	Anmerkung
	VOiCE3	
	Gluco Veritas	
	TD-4279	
	TD-4289	
	Glucotest DUO	
	TD-4141	



	TD-4285	
	Glucotime Neo	
	CleverChoice Mini	
	CleverChoice Voice+	
	CleverChoice Pro	
	MÉRY URright	
	Alpha-GDH	
	Medpro maxi	
	ZuckerChecker	
	Advance Monometer Profi	
	TD 9018	
	Monometer 2in1	
	TD 4227	
	TD 4231	
	TD 4232	
	TD 4237	
	TD 4230	

## TERUMO




	Name	Anmerkung
	Terumo MEDISAFE FIT SMILE	
	Terumo MEDISAFE FIT	
	Terumo Finetouch	




## TESTAMED

	Name	Anmerkung
	TESTAmed GlucoCheck Advance	
	TESTAmed GlucoCheck Plus	










## TYSON








	Name	Anmerkung
	HT 100	
	TysonBio TB100	
	Dynavaleo Liso	

## VIVACHEK





	Name	Anmerkung
	VivaChek Ino	

## WELLION

	Name	Anmerkung
	Wellion Newton	
	Wellion Luna Trio	
	Wellion Galileo Compact	
	Wellion Leonardo Compact	
	Wellion LEONARDO GLU/CHOL	
	Wellion LEONARDO GLU/KET	
	Wellion Galileo GLUC/CHOL	
	Wellion Galileo GLUC/KET	
	Wellion Luna Style	

	Wellion Calla Mini	
	Wellion Luna Duo	
	Wellion CALLA premium	
	Wellion CALLA dialog	
	Wellion CALLA light	
	Wellion SmartSystem 2	
	Wellion TrueTrack	

## YPSOMED







	Name	Anmerkung
	mylife Aveo	
	mylife Unio Neva	
	mylife Unio	
	mylife Omnipod	
	mylife Pura	

## Insulinpumpen



Folgende Insulinpumpen können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt




### ACCU-CHEK

	Name	Anmerkung
	Accu-Chek Solo Diabetes-Manager	
	Accu-Chek Insight	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt
	Accu-Chek Spirit Combo	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek H-Tron	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek D-Tron	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt
	Accu-Chek Spirit	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt


### INSULET

	Name	Anmerkung
	Omnipod Dash	
	Omnipod	



### MEDTRONIC

	Name	Anmerkung
	Medtronic 780G	Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen.
	Medtronic 670G	Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen.
	Medtronic 640G	Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen.


### MENARINI

	Name	Anmerkung
	Glucomen DayPump	


## SOOIL

	Name	Anmerkung
	DanaRS	Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App oder via DIABASS SecureSend
	Dana R	Zur Datenübertragung wird das vom Hersteller vorgesehene BlueTooth-Dongle benötigt



## TANDEM

	Name	Anmerkung
	t-slim:x2	Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Tidepool, Diasend/Glooko) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen.

## WELLION

	Name	Anmerkung
	Wellion Micro-Pump	

## YPSOMED




	Name	Anmerkung
	mylife YpsoPump	Zur Datenübertragung wird das vom Hersteller vorgesehene BlueTooth-Dongle benötigt
	mylife Omnipod	

## CGM/FGM


Folgende CGM/FGM werden unterstützt.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt





### ABBOTT

	Name	Anmerkung
	FreeStyle Libre 3	
	FreeStyle Libre 2	
	FreeStyle Libre	




### ASCENSIA

	Name	Anmerkung
	Eversense E3	


### DEXCOM

	Name	Anmerkung
	Dexcom G7	Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Clarity) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen.
	Dexcom G6	
	Dexcom G5	
	Dexcom G4	

### MEDTRONIC

	Name	Anmerkung
	Medtronic 780G	Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen.
	Medtronic 670G	Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen.
	Medtronic 640G	Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen.

### MENARINI

	Name	Anmerkung
	Glucomen Day	Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App oder via DIABASS SecureSend



# YUWELL

	Name	Anmerkung
--	------	-----------

## Software/Apps

Aus folgenden Software/Apps können Daten übernommen werden.


### ABBOTT

	Name	Anmerkung
	FreeStyle Libre Software	
	Libre View	
	Abbott Insulinx TXT	
	CoPilot	


### ACCU-CHEK

	Name	Anmerkung
	Accu-Chek 360° (CSV)	
	Accu-Chek U1 CSV	
	Accu-Chek SmartPix XML	


### AKTIVMED

	Name	Anmerkung
	DIAmant	


### APPLE

	Name	Anmerkung
	Apple Health (ZIP)	


### ASCENSIA

	Name	Anmerkung
	Contour Diabetes App	


### B.BRAUN

	Name	Anmerkung
	Omnitest App	


## BETACHEK

	Name	Anmerkung
	Betachek Diabetes App	


## BLIP SOFTWARE LTD

	Name	Anmerkung
	Blutdruck (MyDiary)	


## BOSO

	Name	Anmerkung
	boso Profil-Manager Export	

## DEXCOM

	Name	Anmerkung
	Clarity	
	DexCom Studio	

## DIABELOOP

	Name	Anmerkung
	DBLG1 (Yourloop)	

## DIABETES CONNECT

	Name	Anmerkung
	Diabetes Connect	

## DIABETES+


	Name	Anmerkung
	Diabetes+ App (CSV)	

## DIABOOK


	Name	Anmerkung
	Diabook	




## DIASEND

	Name	Anmerkung
	Diasend (XLS)	

## FORACARE

	Name	Anmerkung
	iFora HM	

## GLOOKO

	Name	Anmerkung
	glooko	

## GLUCOFACTS

	Name	Anmerkung
	Glucofacts (DB)	


## GLUCOLOG LITE

	Name	Anmerkung
	Glucolog Lite App (XML)	



## INSULET

	Name	Anmerkung
	Omnipod IBF	

## LIFESCAN


	Name	Anmerkung
	OneTouch Reveal App	

## MEDIASPECTS



	Name	Anmerkung
	DIABASS EXCHANGE	
	DIABASS5	
	DIABASS6	

	DIABASS IMPORT FILE	
	DIABASS DAS	
	DIABASS XML	
	DIABASS ASC	


### MEDTRONIC

	Name	Anmerkung
	Medtronic iPro CSV	
	Carelink	


### MENARINI

	Name	Anmerkung
	Glucomen Day	
	Glucolog Lite App	


### NIGHTSCOUT/XDRIP

	Name	Anmerkung
	xDrip	


### OMRON

	Name	Anmerkung
	Omron Connect (XLSX)	
	OMRON Connect	


### ONEDROP INC.

	Name	Anmerkung
	OneDrop	


## ROCHE

	Name	Anmerkung
	mySugr	

## SANOFI AVENTIS

	Name	Anmerkung
	iBG*Star App	


## SEJOY BIOMEDICAL CO.,LTD

	Name	Anmerkung
	GlucoJoy App	


## SENSEONICS

	Name	Anmerkung
	Eversense DMS (XLSX)	


## SINOVO

	Name	Anmerkung
	Sidiary 6 Export	

## SOOIL

	Name	Anmerkung
	DanaRS App	


## TIDEPPOOL

	Name	Anmerkung
	Tidepool (XLSX)	


## WITHINGS

	Name	Anmerkung
	Withings Body Scale	

## YPSOMED

	Name	Anmerkung
	mylife (CSV)	

## YUWELL





	Name	Anmerkung
	Yuwell CT-100 (TXT)	

## Blutdruckmessgeräte



Folgende Blutdruckmessgeräte können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt


### AXAPHARM

	Name	Anmerkung
	axapharm AO8	
	axapharm X9	
	axapharm AO7	
	axapharm AU4	







### BEURER

	Name	Anmerkung
	Beurer BC 80	
	Beurer BGL 60	


### CARDIMAC

	Name	Anmerkung
	Monometer 2in1	

### OMRON

	Name	Anmerkung
	OMRON 705-IT	
	OMRON R7	
	OMRON RX-Genius	
	OMRON M9	
	OMRON M10-IT	
	OMRON MIT-Elite Plus	

## TAIDOC


	Name	Anmerkung
	Monometer 2in1	

## Sonstige Messgeräte


Folgende sonstigen Gerätetypen können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt


### ACCU-CHEK

	Name	Anmerkung
	Accu-Chek Pocket Compass	Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt

### BEURER

	Name	Anmerkung
	Beurer BG 64	

### MEDIASPECTS

	Name	Anmerkung
	BlueTooth Device	